

# Commande d'azote liquide : LN2

\*Les numéros sont programmés dans le téléphone du télescope Suisse

Appeler le beeper :

101575189337      → *LN2\_beep1*

\*Attendre le « bip, bip, bip, bip... » et dire le numéro du télescope Suisse 4496 (cuatro cuatro nueve seis) répéter 2 fois.

Ils vont rappeler, ensuite dire :

**Buenas tardes, telescopio Suizo. Necesito nitrogeno liquido :**

**-por el pequeño estanque** → pour le TP-60

**-por el gran estanque** → pour le RANGER

Les commandes peuvent se faire du lundi midi au vendredi midi.